

1

# Дерматоскопы



ОБЗОР		KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®		KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®
		D30	D30 LED	D
напряжение питания [В]		2,5	3,5	2,5
зарядное напряжение [В]			240 В	
головка	металлическая головка	•	•	•
контактное стекло со шкалой	Ø 25 мм	•	•	•
увеличение	10-ти кратное	•	•	•
установка фокуса	от -6 до +3,5 диоптрий	•	•	•
крепление	замок „Клик“	•	•	
	резьбовое соединение			•
рукоятка	металлическая рукоятка	•	•	
	пластиковая рукоятка			•
источник света	ксенон-галогенная лампа	•		
	вакуумная лампа			•
	LED стандарт лампа		•	
продолжительность эксплуатации источника света	прибл. 15 ч.			•
	прибл. 20 ч.	•		
	прибл. 50.000 ч.		•	
регулятор света	плавно регулируемая яркость света	•		
перезаряжаемы	в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000   KaWe MedCharge® 4000 (с KaWe аккумулятором)	•		
	в штепсельной розетке		•	
возможные источники питания	батарея(и)	•		•
	KaWe-аккумулятор	•	•	
объем поставки	аккумулятор 3,5 В		•	
	сумка на молнии	•	•	
	тканевая сумочка			•
цвет	найт   night			•

# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®

## ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Возможность применения аккумулятора или батареек

### Металлическая рукоятка с двойной функцией

- ① с перезаряжаемой батареей (аккумулятор) = **аккумуляторная рукоятка** для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
- ② с батарейками = **батарейная рукоятка**

## KaWe ЕВРОЛАЙТ




D30  
с замком „Клик“

### KaWe МедЧарж 4000 KaWe MedCharge® 4000

Зарядное устройство  
только для  
KaWe ЕВРОЛАЙТ  
дерматоскопа

ЕС / ВБ / США

(► 189)



# KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®


ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Работает только от батарейки

## KaWe ПИККОЛАЙТ

KaWe ЕВРОЛАЙТ  
KaWe ПИККОЛАЙТ



- 1 контактное стекло со шкалой
- 2 установка фокуса
- 3 замок „Клик“
- 4 регулятор света, плавное регулирование яркости света (за исключением LED)
- 5 фиксирующий переключатель
- 6 батарейки
- 7 аккумулятор
- 8 батарейечная-/аккумуляторная рукоятка
- 9 металлический колпачок
- 10 заглушка
- 11 батарейечная рукоятка
- 12 металлическая клипса
- 13 батарейки




# KaWe ЕВРОЛАЙТ | KaWe EUROLIGHT®

## KaWe ПИККОЛАЙТ | KaWe PICCOLIGHT®

СЕРИЯ

## KaWe ЕВРОЛАЙТ

2,5 В

1 D30 XH - 

3,5 В

2 D30 LED  -

## Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- металлическая рукоятка с замком „Клик“

Большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!

## KaWe ПИККОЛАЙТ


2,5 В


3 D VL - -

## Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- батарейная рукоятка
- резьбовое соединение головки с рукояткой

## KaWe ЕВРОЛАЙТ D30

- замок „Клик“
- ксенон-галогенная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая батарейная/аккумуляторная рукоятка С
- реостат, регулирующий яркость света
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл
- батарейки: 2 Baby (тип С) 

1 D30 | 2,5 В | XH | 

REF 01.31130.001

 источник света

REF 12.75132.003

LED  
стандарт

## KaWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED 3,5 В

- замок „Клик“
- заряжаемая от сети (ЕС 240 В)
- LED лампа стандарт 3,5 В
- освещенность са. 15.000 люкс
- срок службы лампы прикл. 50.000 ч
- в компл. с NiMH аккумулятором 3,5 В
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая аккумуляторная рукоятка С
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл


2 D30 | 3,5 В | LED |  ЕС

REF 01.31630.811

 источник света

REF 12.75254.003

## KaWe ПИККОЛАЙТ D

- вакуумная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- батарейная рукоятка AA, из пластика, чёрная
- в тканевой сумочке
- батарейки: 2 Mignon (тип AA) 


3 D | 2,5 В | VL | 


REF 01.33100.021


 источник света

REF 12.75112.003

REF Артикульный номер

 Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000

 Батарейки не входят в объем поставки!

 Аккумулятор входит в объем поставки

XH Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа

LED LED лампа



# Головки и рукоятки дерматоскопа

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### КаWe ЕВРОЛАЙТ



**D30**



для REF 01.31130.001

2,5 В | ХН

**REF 01.91130.002**

**D30 LED 3,5 В**



для REF 01.31630.811

3,5 В | LED

**REF 01.91630.002**

**C30**

Батарейная-/аккумуляторная рукоятка С

Ø 28 мм



для REF  
КаWe ЕВРОЛАЙТ С30, F.O., VET, E, D,  
КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.

01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001,  
01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001,  
01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001,  
01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002,  
01.31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001,  
02.23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002

2,5 В |

**REF 01.74130.002**

**C / 3,5 В**

Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (без аккумулятора)

Ø 28 мм



для REF  
КаWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30, E36, D30 LED  
КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30

01.11430.811,  
01.12430.811,  
01.25361.811,  
01.31630.811

3,5 В | 240 В (EC)

**REF 01.74180.812**

45

### КаWe ПИККОЛАЙТ

**D**




для REF 01.33100.021

2,5 В | VL

**REF 01.93100.022**

**D 2,5 В**

Батарейная рукоятка AA



для REF 01.33100.021

3,5 В | **найт** | night

**REF 01.74200.021**

### Дермагель 250 мл | Derma-Gel

Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи.

Другие свойства: отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде.

для КаWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED, КаWe ПИККОЛАЙТ D

упак. единица = 5 шт.



**REF 01.99020.002**

### Контактное стекло

со шкалой для всех КаWe дерматоскопов



для КаWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED, КаWe ПИККОЛАЙТ D

Ø 25 мм

**REF 01.99010.001**

### Аккумулятор 3,5 В

- короткий
- заряжается от штепсельной розетки
- для металлической аккумуляторной рукоятки С



3,5 В | NiMH

**REF 12.80120.742**

Аккумулятор входит в объем поставки  
**ХН** Ксенон-галогенная лампа

**VL** Вакуумная лампа  
**LED** LED лампа

REF Артикульный номер



Компетенция в медтехнике  
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>  
[kawe@medtexst.ru](mailto:kawe@medtexst.ru)

: (495) 902-59-26 , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!