

# KaWe МедЧарж 4000 | KaWe MedCharge® 4000

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



**KaWe МедЧарж 4000** – это зарядное устройство для металлических рукояток серий KaWe ЕВРОЛАЙТ / KaWe EUROLIGHT®, KaWe КОМБИЛАЙТ / KaWe COMBILIGHT®, а так же серий ларингоскопов малого (AA) и среднего (C) типа размера, за исключением рукояток серии Эконом / Economy, LED 2,5 В и заряжаемых от сети рукояток. Продолжительность работы аккумулятора среднего размера составляет примерно три часа, малого – приблизительно два часа, в зависимости от источника света.

### Технические характеристики:

входное напряжение	100 В - 240 В +/- 10%, 50 - 60 Гц
максимальный ток в сети	1,2 А
степень эффективности	90 - 93 %
ёмкость заряда	мин. 250 mAh, макс. 4500 mAh
входное напряжение зарядного устройства	9 VDC +/- 10 %
исходное напряжение на холостом ходе	9 VDC
номинальное исходное напряжение	2x 3,6 VDC
номинальный зарядный ток	2x 250 mA +/- 10 %
ток по окончании зарядки	10 - 30 mA для Li-Ion
прочность напряжения	4 kV
защитный класс	II
допустимая температура окр. среды	0° C - +40° C
допустимая температура хранения	-25° C - +70° C



примеры зарядки

### KaWe Мед Чарж 4000 | KaWe MedCharge® 4000


- зарядное устройство
- для аккумуляторной рукоятки 2,5 В / 3,5 В
- развитая электроника
- с заменяемым сетевым штепселем: "всё в одном"  
ЕС 240 В / ВБ 240 В / США 110 В
- два адаптера для рукояток (тип AA)
- в комплекте с настенным креплением

ЕС / ВБ / США | EU / GB / US

REF 12.80005.002

### Аккумуляторная батарейка (для KaWe Мед Чарж 4000)\*

**Внимание:** данный аккумулятор не применять с LED рукояткой ларингоскопа и отоскопа 2,5 В  
– время зарядки прикл. 14 ч.  
– ёмкость 3000 (mAh)




Тип C, 2,5 В, NiMH, средняя

REF 12.80110.722

### Аккумуляторная батарейка (только для KaWe Мед Чарж 4000)\*

**Преимущества:** длительный срок службы, высокая концентрация энергии, отсутствие эффекта памяти, низкий саморазряд  
– время зарядки прикл. 8-10 ч.  
– ёмкость 2200 (mAh)



Тип C, 3,5 В, Lithium-Ion (Li-Ion), средняя

REF 12.80220.722

\*Зарядка: перед первым использованием – не менее 10 ч. / Charge at least 10 h before the first use

Компетенция в медтехнике  
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>  
[kawe@medtexst.ru](mailto:kawe@medtexst.ru)

: (495) 902-59-26 , , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!