

KaWe МедЦентр 5000 / KaWe MedCenter® 5000

НАСТЕННАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА



Технические данные

- Напряжение подключения к сети: 100-230 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 3,5 В
- Выходной ток: макс. 2000 мА

Высококачественная электроника объединена в настенный блок – наш KaWe МедЦентр 5000 / KaWe MedCenter® 5000 с «интеллектом».

Настенные станции используются во всём мире в больницах и врачами частной практики. Они компактны и служат объединяющей единицей высококачественных инструментов. Это гарантия надёжного и лёгкого доступа к инструментам благодаря 24-х часовому "Stand-by" модулю. Настенная станция KaWe МедЦентр 5000 для ЛОР-инструментов объединяет высококачественную электронику с современным дизайном и предоставляет широкие возможности для комбинирования при индивидуальном составлении наборов. При помощи модулей настенной станции, состоящей из основного и дополнительного

модуля, можно комбинировать различные варианты. Монтаж модулей очень прост.

Все приборы оснащены эргономичными ручками с уникальной регулировкой света, удобной "мягкой системой" ("Soft-Touch-System" – KaWe STS®). С так называемой "KaWe STS® технологией", лёгким давлением регулируют интенсивность света, по мере необходимости вверх или вниз. Устройство запоминает последнюю регулировку света посредством эффекта памяти. Устройства также защищены против хищения.

KaWe МедЦентр 5000 настенная станция, таким образом сочетает в себе высокие технические качества, надёжность и безопасность в применении.

KaWe МедЦентр 5000 / KaWe MedCenter® 5000 характеристика

- современный, инновационный дизайн
- 24-часовая эксплуатационная готовность
- в дежурном режиме (эффект памяти)
- плавная регулировка яркости света
- увеличивает срок службы лампы посредством щадящей, пульсирующей фазы пуска
- эргономичные рукоятки
- „KaWe STS® технология“ с автоматической системой вкл./выкл.
- лёгкая очистка
- с защитным устройством от краж
- лёгкий настенный монтаж





KaWe МедЦентр 5000 наборы

KaWe ЕВРОЛАЙТ E25 головка офтальмоскопа

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



47



5 апертур

KaWe МедЦентр 5000

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O. LED / E25	2 головки 2 рукоятки с заменяемой штепсельной вилкой для подключения к сети, в комплекте с набором для настенного крепления* (▶▶ 50)	3.5 V	Арт. 02.85030.002
--------------------------------	--	-------	-------------------


набор включает:

<p>найт</p>	<p>KaWe ПИККОЛАЙТ головка отоскопа F.O. LED высокой мощности, LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: LED лампа высокой мощности, Арт. 12.75253.003</p>	3.5 V	Арт. 01.73550.021
	<p>KaWe ЕВРОЛАЙТ головка офтальмоскопа E25 с колёсиком плавно корректирующем диапазон линз, одноступенчатый, от -36 до +35 диоптрий, 71 линза, поляризационный фильтр, 5 апертур</p> <p>источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75234.003</p>	3.5 V	Арт. 01.85255.021



Использовать исключительно с ушными воронками 2,5 / 4,0 мм для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок. Арт. 02.84001.002 (▶▶ 22)



KaWe МедЦентр 5000 наборы



5 апертур

KaWe МедЦентр 5000

набор из отоскопа и офтальмоскопа








набор C/E55	2 головки 2 рукоятки с заменяемой штепсельной вилкой для подключения к сети, в комплекте с набором для настенного крепления* (▶▶ 50)	3.5 В	Арт. 02.85010.002
<i>набор включает:</i>			
 найт	KaWe ПИККОЛАЙТ головка отоскопа C стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75241.003	3.5 В	Арт. 01.73320.021
 найт	KaWe ПИККОЛАЙТ головка офтальмоскопа E55 с колёсиком плавно корректирующем диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий, 5 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003	3.5 В 2	Арт. 01.87555.021

Использовать исключительно с **ушными воронками 2,5 / 4,0 мм** для KaWe ПИККОЛАЙТ отоскопа или приобретите дополнительный практичный модуль для ушных воронок.
Арт. 02.84001.002 (▶▶ 22)




АПЕРТУРЫ

Апертуры

	щель	для определения повреждений различного уровня, особенно опухолей и отеков
	большой круг	для общего исследования глазного дна
	малый круг	для сокращения рефлекса при маленьком зрачке
	полукруг	для сокращения рефлекса при условии маленького зрачка
	кобальтовый – большой круг	ангиография служит для исследования и соответственно для контроля хода глазных заболеваний, как например нарушение кровоснабжения, опухоли или изменения сосудистой оболочки глаза, аномалий сосудов
	большой круг – бесцветный (зеленый)	для выявления мельчайших изменений сосудов, фильтр задерживающий красные лучи на исследуемом участке
	точка фиксации	для установления центральных и эксцентрических фиксаций

KaWe МедЦентр 5000 наборы



НОВИНКА

F.O. +LED
высокая мощность

3,5 B



6 апертур

KaWe МедЦентр 5000

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор
F.O. LED/E56 (EC)

2 головки | 2 рукоятки с заменяемой штепсельной вилкой для подключения к сети, в комплекте с набором для настенного крепления* (▶▶50)

3,5 B

Арт. 02.85021.002

набор включает:



найт

KaWe ПИККОЛАЙТ головка отоскопа F.O. LED высокая мощность
LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения

3,5 B

Арт. 01.73550.021

источник света для отоскопа:

F.O. LED лампа высокой мощности, Арт. 12.75253.003

EC

зелёный
фильтр

3



найт


KaWe ПИККОЛАЙТ головка офтальмоскопа E56 (EC)
с колёсиком плавно корректирующем диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий,
6 апертур

3,5 B

Арт. 01.87561.021

источник света для офтальмоскопа:

ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003



F.O. +LED
высокая мощность

3,5 B



6 апертур

KaWe МедЦентр 5000

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор
F.O. LED/E56 (США)

2 головки | 2 рукоятки с заменяемой штепсельной вилкой для подключения к сети, в комплекте с набором для настенного крепления* (▶▶50)

3,5 B

Арт. 02.85020.002

набор включает:



найт

KaWe ПИККОЛАЙТ головка отоскопа F.O. LED высокая мощность
LED освещение с лупой 3-х кратного увеличения

3,5 B

Арт. 01.73550.021

источник света для отоскопа:

F.O. LED лампа высокой мощности, Арт. 12.75253.003

США

синий
фильтр

4



найт

KaWe PICCOLIGHT® Ophthalmoskop-Kopf E56 (США)
с колёсиком плавно корректирующем диапазон линз, от +20 до -20 диоптрий,
6 апертур

3,5 B

Арт. 01.87566.021

источник света для офтальмоскопа:

ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003

KaWe МедЦентр 5000

МОДУЛИ

Настенная станция: KaWe МедЦентр 5000 модули и рукоятки (без головки)



основной модуль
одна рукоятка и заменяемая штепсельная вилка для подключения к сети,
в комплекте с набором для настенного крепления*

1 Арт. 02.81000.002

основной и дополнительный модуль с двумя рукоятками
2 рукоятки и заменяемая штепсельная вилка для подключения к сети,
в комплекте с набором для настенного крепления*

2 Арт. 02.81001.002

дополнительный модуль с одной рукояткой


3 Арт. 02.84000.002

модуль для ушных воронок с двумя трубками для хранения ушных воронок,
включительно по 25 шт. Ø 2,5 мм / 4,0 мм одноразовых воронок

4 Арт. 02.84001.002

примечание: KaWe МедЦентр 5000 допускает максимально 3 рукоятки!

* **ВСЁ в ОДНОМ** Выбор различных сетевых штекеров



+ набор настенного крепления:
одно приспособление для подвешивания
и 5 шурупов с дюбелями

НОВИНКА

KaWe Мастермед С – настенная модель

прибор измерения артериального давления

- диаметр шкалы 150 мм
- шкала измерения от 0 до 300 мм рт. ст.
- поворотное настенное крепление 80°
- в сочетании с KaWe МедЦентром 5000
- в комплекте с шурупом и дюбелем
- спиральный шнур с радиусом действия 3 м

дополнительная характеристика (►►126)

Арт. 04.32750.232



НОВИНКА

КаWe МедЦентр 5000

ГОЛОВКИ ОТОСКОПА



КаWe ПИККОЛАЙТ С / F.O. головки

3,5 В



1
головка отоскопа С
КЛ, найт

1

Арт. 01.73320.021

2
головка отоскопа F.O.
LED высокой мощности, найт

2

Арт. 01.73550.021



ГОЛОВКИ ОФТАЛЬМОСКОПА


КаWe ЕВРОЛАЙТ E25

3,5 В

НОВИНКА



1



1
головка офтальмоскопа E25
КГ, чёрный
5 апертур

1


Арт. 01.85255.021

КаWe ПИККОЛАЙТ E55 / E56

3,5 В



2



3



зелёный
фильтр



4
США
синий
фильтр

2
головка офтальмоскопа
E55, КГ, найт
5 апертур

2

Арт. 01.87555.021

3
головка офтальмоскопа
E56 (ЕС), КГ, найт
6 апертур

3

Арт. 01.87561.021

4
головка офтальмоскопа
E56 (США), КГ, найт
6 апертур

4

Арт. 01.87566.021

КЛ ксенонная лампа
LED LED лампа

КГ ксенон-галогенная лампа

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

ОБЗОР

52

		KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®								KaWe КОМБИЛАЙТ KaWe COMBILIGHT®								KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®										
		Basic Set C10	Basic Set C10 / E10	Basic Set C10 / E15	Basic Set C10 / E16	C10 / E10	F.O.30 / E36	F.O.30 LED / s / E36	F.O.30 LED / hp / E36	F.O.30 / E30	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 / E36	F.O.30 LED / s / E36	F.O.30 LED / hp / E36	F.O.30 LED / hp / E36	C / E50	C / E55	F.O. / E50	F.O. / E55	F.O. / E55	F.O. / E55	F.O. / E56	F.O. / E56	F.O. LED / s / E56	F.O. LED / s / E56	
напряжение питания [В]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
фильтр					EC	EC	EC	EC		EC	EC	США	EC	EC	EC	EC	EC								EC	США	EC	США
головка отоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•	•												•	•									
	ксеноновая лампа						•			•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•			
	лампа LED стандарт							•							•											•	•	
	лампа LED высокая мощность								•							•	•											
	Finoff-принадлежности													•		•												
головка офтальмоскопа	вакуумная лампа	•	•	•	•					•								•	•	•	•	•	•					
	ксенон-галогенная лампа						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•
	1 апертура	•				•				•								•		•								
	5 апертур		•																•		•	•	•					
6 апертур				•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	
рукоятка	1 металлическая рукоятка (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	1 пластиковая рукоятка (AA)																	•	•	•	•							
	2 пластиковых рукоятки (AA)																					•	•	•	•	•	•	
перезаряжаются в*	зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000 (с KaWe-аккумуляторами)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•												
возможные источники питания	батарея(и)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	KaWe-аккумуляторы*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•												
принадлежности	диагностический фонарик																				•	•						
упаковка	сумка на молнии					•			•																			
	тканевая сумка																•		•		•	•						
	жесткий кейс	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	
цвет	скай / sky																				•	•						
	найт / night, скай / sky, стоун / stone																•	•	•	•				•	•	•	•	

* (не входит в объем поставки)

НАБОР БЭСИК C10 / BASIC SET C10



набор Бэсик C10 набор из отоскопа

набор C10	1 головка 1 рукоятка	2,5 В	Арт.	02.01000.002
	<p><i>набор включает:</i></p> <p>КаWe КОМБИЛАЙТ C10 головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)</p>	2,5 В	1	01.73210.021 (26485)
	<p>рукоятка </p> <p>батарейная-/аккумуляторная рукоятка C (средняя) с винтовым креплением, с регулировкой яркости света</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип C) </p>	1,5 В	2	01.74110.002 (24815)
	<p>3 многоцветных ушных воронки</p> <p>1 x Ø 2,5 мм 1 x Ø 3,5 мм 1 x Ø 4,5 мм</p>	» 23	3	
дополнительные принадлежности:	кронштейн для осветителя, изогнутый	2,5 В	4	01.79102.001 (24820)
	2 ларенгиальных зеркала	1 x размер 3 (Ø 20 мм) 1 x размер 4 (Ø 22 мм)	5	01.79103.001 (24821)
	пластиковый держатель шпателя		6	01.79201.001 (24822)
	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная		7	01.79202.001 (24844)
	запасная лампа	2,5 В	8	12.75111.013 (28943)
поставляется в чёрном жёстком кейсе			9	01.79207.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe МедCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

НАБОР БЭСИК 10/Е10


BASIC SET C 10/E10

1 апертура



Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.

54



Набор Бэсик С10/Е10



Набор Бэсик С10/Е10

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор C10/E10	2 головки 1 апертура 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	
	КаВе КОМБИЛАЙТ С10 головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)	2.5 В	1	01.73210.021 (26485)
	КаВе ЕВРОЛАЙТ Е10 головка офтальмоскопа с колесиком плавно корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 1 апертура источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75114.003	2.5 В	2	01.81100.001 (27001)
	рукоятка батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с винтовым креплением, с регулировкой яркости света батарейки: 2 Baby (тип C)	1.5 В	3	01.74110.002 (24815)
	3 многоразовых ушных воронки	1 x Ø 2,5 мм 1 x Ø 3,5 мм 1 x Ø 4,5 мм	4	23
дополнительные принадлежности	кронштейн для осветителя, изогнутый		5	01.79102.001 (24820)
	2 ларенгиальных зеркала	1 x Gr. 3 (Ø 20 мм) 1 x Gr. 4 (Ø 22 мм)	6	01.79103.001 (24821)
	пластиковый держатель шпателя		7	01.79201.001 (24822)
	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная		8	01.79202.001 (24844)
	запасная лампа		9	12.75111.013 (28943)
	поставляется в чёрном жёстком кейсе		10	01.79207.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe MedЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки


НАБОР БЭСИК С10/Е15

BASIC SET C10/E15

5 апертур



Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



Набор Бэсик С10/Е15



Набор Бэсик С10/Е15

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор C10/E15	2 головки 5 апертур 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	02.01008.002
	<p>набор включает:</p> <p>КаWe КОМБИЛАЙТ С10 головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)</p>	2.5 В	1	01.73210.021 (26485)
	<p>КаWe ЕВРОЛАЙТ Е15 головка офтальмоскопа с колесиком плавно корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 5 апертур</p> <p>источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75113.003 (28947)</p>	2.5 В	2	01.81155.001
	<p>рукоятка </p> <p>батареечная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с винтовым креплением, с регулировкой яркости света</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип С) </p>	1.5 В	3	01.74110.002 (24815)
	<p>3 многоцветных ушных воронки</p> <p>1 x Ø 2,5 мм 1 x Ø 3,5 мм 1 x Ø 4,5 мм</p>	2.5 В	4	23
дополнительные принадлежности	<p>кронштейн для осветителя, изогнутый</p>	2.5 В	5	01.79102.001 (24820)
	<p>2 ларенгиальных зеркала</p> <p>1 x Gr. 3 (Ø 20 мм) 1 x Gr. 4 (Ø 22 мм)</p>		6	01.79103.001 (24821)
	<p>пластиковый держатель шпателя</p>		7	01.79201.001 (24822)
	<p>раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная</p>		8	01.79202.001 (24844)
	<p>запасная лампа</p>	2.5 В	9	12.75111.013 (28943)
	<p>поставляется в чёрном жёстком кейсе</p>		10	01.79207.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве КаWe МедЧарж 4000 / КаWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

НАБОР БЭСИК C10/E16 (EC) BASIC SET C10/E16 (EU)

6 апертур




EC

зелёный
фильтр

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.

56



Набор Бэсик C10/E16 (EC)



Набор Бэсик C10/E16 (EC)


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор C10/E16	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	02.01104.002
	<p>набор включает:</p> <p>КаWe КОМБИЛАЙТ C10 головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)</p>	2.5 В	1	01.73210.021 (26485)
	<p>КаWe ЕВРОЛАЙТ E16 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур</p> <p>источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75113.003 (28947)</p>	2.5 В	2	01.81161.001
	<p>рукоятка </p> <p>батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя), с винтовым креплением, с регулировкой яркости света</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип C) </p>	1.5 В	3	01.74110.002 (24815)
	<p>3 многоразовых ушных воронки</p> <p>1 x Ø 2,5 мм 1 x Ø 3,5 мм 1 x Ø 4,5 мм</p>	23	4	
дополнительные принадлежности	кронштейн для осветителя, изогнутый	2.5 В	5	01.79102.001 (24820)
	2 ларенгиальных зеркала	1 x Gr. 3 (Ø 20 мм) 1 x Gr. 4 (Ø 22 мм)	6	01.79103.001 (24821)
	пластиковый держатель шпателя		7	01.79201.001 (24822)
	раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная		8	01.79202.001 (24844)
	запасная лампа	2.5 В	9	12.75111.013 (28943)
	поставляется в чёрном жёстком кейсе		10	01.79207.022

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe MedЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ C10/E10 KaWe EUROLIGHT® C10/E10

1 апертура



KaWe ЕВРОЛАЙТ C10/E10

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



57

KaWe ЕВРОЛАЙТ C10/E10


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор C10/E10	2 головки 1 апертура 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	
	<p>КаWe ЕВРОЛАЙТ C10 головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)</p>	2.5 В	01.73110.001	(24816)
	<p>КаWe ЕВРОЛАЙТ E10 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 1 апертура</p> <p>источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75114.003</p>	2.5 В	01.81100.001	(27001)
	<p>рукоятка </p> <p>батареечная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с винтовым креплением, с регулировкой яркости света</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип С) </p>	1.5 В	01.74110.002	(24815)
	<p>одноразовые ушные воронки</p> <p>10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм</p>	▶▶ 23	01.78301.001	(24838)
поставляется в чёрной сумке на молнии			01.78301.001	(24838)

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30/E36 (EC) KaWe EUROLIGHT® F.O.30/E36 (EU)

58



KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.





KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30/E36 (EC)		2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2,5 В	Арт.	02.13004.001
	набор включает: KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения		2,5 В	01.73135.001	(24751)
	источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013				
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур		2,5 В	01.81361.001	(27071)
	источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)				
	рукоятка батареечная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя), с замком "клик", с регулировкой яркости света			01.74130.002	(24835)
	батарейки: 2 Baby (тип С)		1,5 В		
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	22		
	поставляется в чёрном жёстком кейсе			01.79107.022	

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)



KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC)

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC)

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	02.15004.002
	<p>набор включает:</p> <p>KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: LED лампа стандарт, Арт. 12.75153.003</p>	2.5 В	01.73135.501	
	<p>KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур</p> <p>источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)</p>	2.5 В	01.81361.001	(27071)
	<p>рукоятка батарейная С (средняя) с замком "клик"</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип С) </p>	1.5 В	01.74130.002	(24835)
	<p>одноразовые ушные воронки</p> <p>10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм</p>	▶▶ 22		
поставляется в чёрном жёстком кейсе			01.79107.022	

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5 В

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



6 апертур



EC


зелёный фильтр

F.O. LED
высокая мощность

3,5 В



60



KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5 В


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30 LED/E36 (EC)			2 головки 6 апертур 1 рукоятка	3,5 В	Арт.	02.18004.002
<i>набор включает:</i>						
	KaWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30 LED головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения			3,5 В	01.73137.611	
	источник света для отоскопа: LED лампа высокой мощности, Арт.12.75253.003					
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур			3,5 В	01.85361.001	
	источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003 (28923)					
	рукоятка аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с Li-Ion аккумулятором использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 ▶▶208			3,5 В	01.74131.062	
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм		▶▶22		
	поставляется в чёрном жёстком кейсе					01.79107.022

Аккумулятор входит в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E30 KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E30

1 апертура



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E30







Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.





61

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E30


набор из отоскопа и офтальмоскопа

			Арт.	
набор F.O.30/E30	2 головки 1 апертура 1 рукоятка	2,5 В	02.23001.001	(27130)
<i>набор включает:</i>				
	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения	2,5 В	01.73230.021	(26510)
	источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013			
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E30 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 1 апертура	2,5 В	01.81300.001	(27031)
	источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт.12.75112.003 (28944)			
	рукоятка  батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с регулировкой яркости света		01.74130.002	(24835)
	батарейки: 2 Baby (тип С) 	1,5 В		
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	»22	
поставляется в чёрной сумке на молнии			01.78301.001	(24838)

 Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC) KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E36 (EU)

62



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.




KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30/E36 (EC)	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2,5 В	Арт. 02.23004.001
	набор включает: KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013	2,5 В	01.73230.021 (26510)
	KaWe ЕВРОЛАЙТ Е36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)	2,5 В	01.81361.001 (27071)
	рукоятка батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик", с регулировкой яркости света батарейки: 2 Baby (тип С)	1,5 В	01.74130.002 (24835)
	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	▶▶ 22	01.79107.022
поставляется в чёрном жёстком кейсе			

Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe МедCharge® 4000
 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E36



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 3,5 В

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 3,5 В

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30/E36 (EC)	набор F.O.30/E36 (CША)	3,5 В	EC	Art.
2 головки 6 апертур 1 рукоятка				02.24004.102
набор включает:				
	КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75241.003 (28925)	3,5 В		01.73232.021 (26558)
	КаWe ЕВРОЛАЙТ Е36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003 (28923)	3,5 В	EC CША	01.85361.001 01.85366.001
	рукоятка аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с регулировкой яркости света, с Li-Ion аккумулятором использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 ▶▶208	3,5 В		01.74131.062
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм		▶▶22
поставляется в чёрном жёстком кейсе				01.79107.022

Аккумулятор входит в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC) KaWe COMBILIGHT® F.O.30/E36 (EU)


6 апертур



EC

зелёный
фильтр

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30/E36 (EC)


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30/E36 (EC)			2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2,5 В	Арт.	02.23014.002
	<p>набор включает:</p> <p>KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения</p> <p>источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013</p>	2,5 В	1	01.73230.021	(26510)	
	<p>KaWe ЕВРОЛАЙТ Е36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур</p> <p>источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)</p>	2,5 В	2	01.81361.001	(27071)	
	<p>рукоятка </p> <p>батарейная/аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с регулировкой яркости света</p> <p>батарейки: 2 Baby (тип С) </p>	1,5 В	3	01.74130.002	(24835)	
	<p>многоразовые ушные воронки</p> <p>5 x Ø 2,5 мм 5 x Ø 4,0 мм</p>	▶▶22	4	01.72211.001	(26210)	
дополнительные принадлежности	запасная лампа, ксеноновая	1 x	5	12.75144.013		
	запасная лампа, галогенная	1 x	6	12.75132.003		
	назальный осветитель	1 x	7	01.79301.001		
	трансиллюминатор Finoff ксенон	1 x	8	01.79302.001		
	ларенгиальное зеркало, прямое	1 x	9	01.79303.001		
поставляется в чёрном жёстком кейсе			10	01.79112.022		

Заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)








KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC)

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC)

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	2.5 В	Арт.	
F.O.30 LED/E36 (EC)			02.25004.002	
	<i>набор включает:</i> KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: LED лампа стандарт, Арт. 12.75153.003	2.5 В	01.73230.521	
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)	2.5 В	01.81361.001	(27071)
	рукоятка батарейная С (средняя) с замком "клик" батарейки: 2 Baby (тип С) 	1.5 В	01.74130.002	(24835)
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	▶▶ 22	
поставляется в чёрном жёстком кейсе			01.79107.022	

 Батарейки не входят в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) **3,5 В**


Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



6 апертур



66



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) **3,5 В**

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	3,5 В	Арт.
F.O.30 LED/E36 (EC)			02.28004.002
<i>набор включает:</i>			
	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: LED лампа высокой мощности, Арт. 12.75253.003	3,5 В	01.73232.631
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003 (28923)	3,5 В	01.85361.001
	рукоятка аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с Li-Ion аккумулятором использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 208	3,5 В	01.74131.062
	одноразовые ушные воронки 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	22	
	поставляется в чёрном жёстком кейсе		01.79107.022

Аккумулятор входит в объем поставки

KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED/E36 (EU)



Диагностический набор для прямой офтальмологии с асферической прецизионной оптикой.



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5 В



KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED/E36 (EC) 3,5 В


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор F.O.30 LED/E36 (EC)	2 головки 6 апертур 1 рукоятка	3,5 В	Арт. 02.28014.002
<i>набор включает:</i>			
	KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.30 LED головка отоскопа фиброоптика с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: LED лампа высокой мощности, Арт. 12.75253.003	3,5 В	1 01.73232.631
	KaWe ЕВРОЛАЙТ E36 головка офтальмоскопа с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75232.003 (28923)	3,5 В	2 01.85361.001
	рукоятка аккумуляторная рукоятка С (средняя) с замком "клик" с Li-Ion аккумулятором использовать только в сочетании с зарядным устройством KaWe МедЧарж 4000 » 208	3,5 В	3 01.74131.062
	многоцветные ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм 5 x Ø 4,0 мм	» 22	4 01.72211.001 (26210)
Дополнительные принадлежности	запасная лампа, ксеноновая 1 x	3,5 В	5 12.75241.003
	запасная лампа, галогенная 1 x	3,5 В	6 12.75232.003
	назальный осветитель 1 x		7 01.79305.001
	трансиллюминатор Finoff ксенон 1 x		8 01.79306.001
	ларенгиальное зеркало, прямое 1 x		9 01.79307.001
поставляется в чёрном жёстком кейсе			10 01.79112.022

Аккумулятор входит в объем поставки

KaWe PICCOLIGHT® C/E50

1 апертура



KaWe ПИККОЛАЙТ C/E50

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.

доступные цвета:



KaWe ПИККОЛАЙТ C/E50

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 1 апертура 1 рукоятка			Арт.
C/E50	найт	2.5 В		02.31001.021
C/E50	скай	2.5 В		02.31001.232
C/E50	стоун	2.5 В		02.31001.262

набор включает:



	головка отоскопа C стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения	2.5 В		01.73300.021
	источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)			01.73300.231
				01.73300.261
	головка офтальмоскопа E50 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 1 апертура	2.5 В		01.83500.021
	источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75112.003 (28944)			01.83500.231
				01.83500.261
	рукоятка батареечная рукоятка (AA)			01.74200.021
	батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 В		01.74200.231
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм		
				22

поставляется в тканевой сумочке
упаковка = бокс из картона

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ C/E55

KaWe PICCOLIGHT® C/E55



KaWe ПИККОЛАЙТ C/E55

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.

доступные цвета:



KaWe ПИККОЛАЙТ C/E55


набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 5 апертур 1 рукоятка		Арт.
C/E55	найт	2.5 В	02.31008.022
C/E55	скай	2.5 В	02.31008.232
C/E55	стоун	2.5 В	02.31008.262
<i>набор включает:</i>			
	головка отоскопа C стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75111.013 (28943)	2.5 В	01.73300.021 01.73300.231 01.73300.261
	головка офтальмоскопа E55 с колесиком корректирующим диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 5 апертур источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75112.003 (28944)	2.5 В	01.83555.021 01.83555.231 01.83555.261
	рукоятка батарейная рукоятка (AA) батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 В	01.74200.021 01.74200.231 01.74200.261
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	22
поставляется в чёрном жёстком кейсе			01.79110.022

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E50 KaWe PICCOLIGHT® F.O./E50

1 апертура



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E50

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.

доступные цвета:



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E50

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 1 апертура 1 рукоятка		Арт.
F.O./E50	найт	2.5 B	02.33001.021
F.O./E50	скай	2.5 B	02.33001.232
F.O./E50	стоун	2.5 B	02.33001.262

набор включает:

	Ф.О. головка отоскопа фиброоптика с ксеноновым освещением с лупой 3-х кратного увеличения	2.5 B	01.73310.021 01.73310.231 01.73310.261
	источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013		
	головка офтальмоскопа E50 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 1 апертура	2.5 B	01.83500.021 01.83500.231 01.83500.261
источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75112.003 (28944)			
	рукоятка батарейная рукоятка (AA)		01.74200.021 01.74200.231 01.74200.261
	батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 B	
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	►► 22

поставляется в тканевой сумочке / упаковка = бокс из картона

Батарейки не входят в объем поставки



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Жёсткий кейс

чёрный,
без принадлежностей



для диагностического набора
KaWe ЕВРОЛАЙТ / KaWe КОМБИЛАЙТ

Арт. 01.79107.022

Жёсткий кейс

чёрный,
без принадлежностей



для **KaWe КОМБИЛАЙТ**
с принадлежностями Finoff

Арт. 01.79112.022

Жёсткий кейс

чёрный,
без принадлежностей



для диагностического набора
KaWe ПИККОЛАЙТ

Арт. 01.79110.022

Жёсткий кейс

чёрный,
без принадлежностей



для БЭСИК набора

Арт. 01.79207.022

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E55 KaWe PICCOLIGHT® F.O./E55

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E55

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.




доступные цвета:



5 апертур



72



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. / E55

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 5 апертур 1 рукоятка		Арт.
F.O./E55	найт	2.5 В	02.33008.022
F.O./E55	скай	2.5 В	02.33008.232
F.O./E55	стоун	2.5 В	02.33008.262
<i>набор включает:</i>			
	F.O. головка отоскопа фиброоптика с ксеноновым освещением с лупой 3-х кратного увеличения	2.5 В	01.73310.021
	источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013		01.73310.231
			01.73310.261
	головка офтальмоскопа E55 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 5 апертур	2.5 В	01.83555.021
	источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75112.003 (28944)		01.83555.231
			01.83555.261
	рукоятка батареечная рукоятка (AA)	1.5 В	01.74200.021
	батарейки: 2 Mignon (тип AA)		01.74200.231
			01.74200.261
	одноразовые ушные 10 x Ø 2,5 мм	▶▶ 22	
	воронки 10 x Ø 4,0 мм		
поставляется в чёрном жёстком кейсе			01.79110.022

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E55



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E55



73

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E55

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 5 апертур 2 рукоятки	Арт.
F.O./E55	+ КЛИПЛАЙТ фонарик диагностический, металлический, лакированная поверхность, включается путём нажатия на клипсу, гладкая поверхность, в комплекте со сменными батарейками 1,5 В Micro (тип AAA)	1.5 В + 5 02.33490.231
F.O./E55	+ KaWe ДИАЛАЙТ XL фонарик диагностический с ксеноновой лампой 2,5 В (Арт. 12.75145.003) головка из пластика, батарейки 1,5 В, Mignon (тип AA)	1.5 В + 6 02.33491.231

	<i>набор включает:</i> F.O. головка отоскопа фиброоптика с ксеноновым освещением с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013	2.5 В	1 01.73310.231
	головка офтальмоскопа E55 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 5 апертур источник света для офтальмоскопа: вакуумная лампа, Арт. 12.75112.003 (28944)	2.5 В	2 01.83555.231
	рукоятки 2 батарейные рукоятки (AA) батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 В	3 01.74200.231
	одноразовые ушные воронки 5 x Ø 2,5 мм 5 x Ø 4,0 мм	» 22	4


поставляется в тканевой сумочке

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E56

KaWe PICCOLIGHT® F.O./E56

74



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E56

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



доступные цвета:



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O./E56

набор из отоскопа и офтальмоскопа



набор	2 головки 6 апертур 2 рукоятки		EC Арт.	CША Арт.
F.O./E56	найт	2.5 В	02.33404.022	02.33405.022
F.O./E56	скай	2.5 В	02.33404.232	02.33405.232
F.O./E56	стоун	2.5 В	02.33404.262	02.33405.262

набор включает:

	F.O. головка отоскопа фиброоптика с ксеноновым освещением с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: ксеноновая лампа, Арт. 12.75144.013	2.5 В	01.73310.021 01.73310.231 01.73310.261
	головка офтальмоскопа E56 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)	2.5 В	EC 01.83561.021 01.83561.231 01.83561.261 США 01.83566.021 01.83566.231 01.83566.261
	рукоятки 2 батарейные рукоятки (AA) батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 В	01.74200.021 01.74200.231 01.74200.261
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	▶▶ 22 01.79110.022

Батарейки не входят в объем поставки

KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED/E56 KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED/E56



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED/E56

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой.



доступные цвета:



KaWe ПИККОЛАЙТ F.O. LED/E56

набор из отоскопа и офтальмоскопа

набор	2 головки 6 апертур 2 рукоятки		EC	Арт.	CША	Арт.
F.O.LED/E56	найт	2.5 В	■	02.35404.022	02.35405.022	
F.O.LED/E56	скай	2.5 В	■	02.35404.232	02.35405.232	
F.O.LED/E56	стоун	2.5 В	■	02.35404.262	02.35405.262	
набор включает:						
	F.O. головка отоскопа фиброоптика с LED освещением с лупой 3-х кратного увеличения источник света для отоскопа: LED лампа стандарт, Арт. 12.75153.003	2.5 В	■	01.73520.021		
			■	01.73520.231		
			■	01.73520.261		
	головка офтальмоскопа E56 с колесиком корректирующем диапазон линз от +20 до -20 диоптрий 6 апертур источник света для офтальмоскопа: ксенон-галогенная лампа, Арт. 12.75132.003 (28946)	2.5 В	■	01.83561.021	01.83566.021	
			■	01.83561.231	01.83566.231	
			■	01.83561.261	01.83566.261	
	рукоятки 2 батарейные рукоятки (AA) батарейки: 2 Mignon (тип AA)	1.5 В	■	01.74200.021		
			■	01.74200.231		
			■	01.74200.261		
	одноразовые ушные воронки	10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм	▶▶			
поставляется в жёстком твёрдом кейсе						01.79110.022

Батарейки не входят в объем поставки

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>
kawe@medtexst.ru

: (495) 902-59-26 , , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!