

1

Дерматоскопы



ОБЗОР

		KaWe EUROLIGHT		KaWe PICCOLIGHT
		D30	D30 LED	D
Напряжение питания [В]		2,5	3,5	2,5
Зарядное напряжение [В]			240 В	
Контактное стекло со шкалой	Ø 25 мм	•	•	•
Увеличение	10-ти кратное	•	•	•
Установка фокуса	от -6 до +3,5 диоптрий	•	•	•
Крепление	замок „Клик“	•	•	
	резьбовое соединение			•
Рукоятка	металлическая рукоятка	•	•	
	пластиковая рукоятка			•
Источник света	ксенон-галогенная лампа	•		
	вакуумная лампа			•
	LED стандарт лампа		•	
Регулятор света	плавно регулируемая яркость света	•		
Перезаряжаемы	в зарядном устройстве KaWe MedCharge 4000 (с KaWe аккумулятором)	•		
	в штепсельной розетке		•	
Возможные источники питания	батарейка(и)	•		•
	KaWe-аккумулятор	•	•	
Объем поставки	аккумулятор 3,5 В		•	
	Tasche	•	•	•
	Dermatoskop-Gel	•	•	
Цвет	night (чёрный)			•

KaWe EUROLIGHT

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Возможность применения аккумулятора или батареек

Напряжение питания Устройство KaWe MedCharge 4000

- ① с перезаряжаемой батареей (аккумулятор) = **аккумуляторная рукоятка** для зарядного устройства
- ② с батарейками = **батарейная рукоятка**



D30
с замком „Клик“


KaWe MedCharge 4000

Зарядное устройство
только для
KaWe EUROLIGHT
дерматоскопа

ЕС / ВБ / США



KaWe EUROLIGHT



KaWe PICCOLIGHT


ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Работает только от батарейки

KaWe PICCOLIGHT

KaWe EUROLIGHT
KaWe PICCOLIGHT



- 1 контактное стекло со шкалой
- 2 установка фокуса
- 3 замок „Клик“
- 4 регулятор света, плавное регулирование яркости света (за исключением LED)
- 5 фиксирующий переключатель
- 6 батарейки
- 7 аккумулятор
- 8 батарейная-/аккумуляторная рукоятка
- 9 металлический колпачок
- 10 заглушка
- 11 батарейная рукоятка
- 12 металлическая клипса
- 13 батарейки




KaWe EUROLIGHT

KaWe PICCOLIGHT

СЕРИЯ

KaWe EUROLIGHT

2,5 В

1 D30 XH - 

3,5 В

2 D30 LED  -

Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- металлическая рукоятка с замком „Клик“

Большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!

KaWe PICCOLIGHT


2,5 В

3 D VL - -

Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- батарейная рукоятка
- резьбовое соединение головки с рукояткой

KaWe EUROLIGHT D30

- замок „Клик“
- ксенон-галогенная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая батарейная-/аккумуляторная рукоятка С
- реостат, регулирующий яркость света
- в сумке
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл
- батарейки: 2 Baby (тип С) 



1 D30 | 2,5 В | XH | 

REF 01.31130.001

 источник света

REF 12.75132.003

LED
стандарт

KaWe EUROLIGHT D30 LED 3,5 В

- замок „Клик“
- заряжаемая от сети (ЕС 240 В)
- LED лампа стандарт 3,5 В
- в компл. с NiMH аккумулятором 3,5 В
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая аккумуляторная рукоятка С
- в сумке
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл




2 D30 | 3,5 В | LED |  EC

REF 01.31630.811


 источник света

REF 12.75254.003

KaWe PICCOLIGHT D

- вакуумная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- равномерное оптимальное освещение
- батарейная рукоятка AA, из пластика, чёрная
- в сумочке
- батарейки: 2 Mignon (тип AA) 



3 D | 2,5 В | VL |  найт

REF 01.33100.021

 источник света

REF 12.75112.003

REF Артикульный номер



Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe MedCharge 4000



Батарейки не входят в объем поставки!



Аккумулятор входит в объем поставки

XH Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа

LED LED лампа

Головки и рукоятки дерматоскопа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

KaWe EUROLIGHT



D30



для REF 01.31130.001

2,5 В | ХН

REF 01.91130.002

D30 LED 3,5 В



для REF 01.31630.811

3,5 В | LED

REF 01.91630.002

C30

Батарейная-/аккумуляторная рукоятка С

Ø 28 мм



для REF
KaWe EUROLIGHT C30, F.O., VET, E, D,
KaWe COMBILIGHT F.O.

01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001,
01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001,
01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001,
01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002,
01.31130.001, 02.15008.003, 02.23001.001,
02.23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002

2,5 В |

REF 01.74130.002

C / 3,5 В

Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (с аккумулятором)

Ø 28 мм



для REF
KaWe EUROLIGHT
F.O.30, E36, D30 LED
KaWe COMBILIGHT
F.O.30

01.11430.811,
01.12430.811,
01.25361.811,
01.31630.811

3,5 В | 240 В (EC)

REF 01.74180.812

KaWe PICCOLIGHT

D



для
REF 01.33100.021

2,5 В | VL

REF 01.93100.022

D 2,5 В

Батарейная рукоятка AA



для
REF 01.33100.021


2,5 В | |

REF 01.74200.021

Дермагель 250 мл

Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи.

Другие свойства: отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде.



для KaWe EUROLIGHT D30, D30 LED, KaWe PICCOLIGHT D

упак. единица = 5 шт.

REF 01.99020.002

Контактное стекло

со шкалой для всех KaWe дерматоскопов




для KaWe EUROLIGHT D30, D30 LED,
KaWe PICCOLIGHT D

Ø 25 мм

REF 01.99010.001

Аккумулятор 3,5 В

- короткий
- заряжается от штепсельной розетки
- для металлической аккумуляторной рукоятки С



3,5 В | NiMH

REF 12.80120.742

Аккумулятор входит в объем поставки
ХН Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа
LED LED лампа

REF Артикульный номер

Головки и рукоятки дерматоскопа

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

KaWe EUROLIGHT



D30



| XH

REF 01.91130.002

D30 LED 3,5 B



3,5 B | LED

REF 01.91630.002

C30

Батарейная-/аккумуляторная рукоятка C

Ø 28 мм



RF

KaWe EUROLIGHT C30, F.O., VET, E, D,
 0330.001 030.002 03401
 0330.001 030.002 0300.001
 036001 0366.001 03502
 0330.001 030003, 0200101
 0200401 020402 020402

2,5 B

REF 01.74130.002

C / 3,5 B

Аккумуляторная рукоятка для зарядки в штепсельной розетке (с аккумулятором)

Ø 28 мм OTC



Рук REF
 KaWe EUROLIGHT
 F.O.30, E36, D30 LED
 KaWe COMBILIGHT
 F.O.300.001
 030.001
 036.001
 03630.001

3,5 B | 240 В (EC)

REF 01.74180.812

KaWe PICCOLIGHT

DBKo

REF 01.33100.021

2,5 B



| VL

REF 01.93100.022

D 2,5 B

Батарейная рукоятка AAOTC BF0.B300.021

2,5 B



| найт | night

REF 01.74200.021


Дермагель 250 мл ВКо

Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи.

Другие свойства: отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде.

KaWe EUROLIGHT D30, D30 LED, KaWe PICCOLIGHT D

упак. единица = 5 шт.



REF 01.99020.002

Контактное стекло

со шкалой для всех KaWe дерматоскопов OTC



KaWe EUROLIGHT D30, D30 LED, KaWe PICCOLIGHT D

Ø 25 мм

REF 01.99010.001

Аккумулятор 3,5 В

- короткий
- заряжается от штепсельной розетки
- для металлической аккумуляторной рукоятки C



3,5 B | NiMH

REF 12.80120.742

XH Аккумулятор входит в объем поставки
 XH Ксенон-галогенная лампа

VL Вакуумная лампа
 LED LED лампа

REF Артикульный номер