

ДЕРМАТОСКОПЫ

ОБЗОР

		KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®		KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®
		D30	D30 LED	D
напряжение питания [В]		2,5	3,5	2,5
зарядное напряжение [В]			240 В	
головка	металлическая головка	●	●	●
контактное стекло со шкалой	Ø 25 мм	●	●	●
увеличение	10-ти кратное	●	●	●
установка фокуса	от -6 до +3,5 диоптрий	●	●	●
крепление	замок „Клик“	●	●	
	резьбовое соединение			●
рукоятка	металлическая рукоятка	●	●	
	пластиковая рукоятка			●
источник света	ксенон-галогенная лампа	●		
	вакуумная лампа			●
	LED стандарт лампа		●	
продолжительность эксплуатации источника света	прибл. 15 ч.			●
	прибл. 20 ч.	●		
	прибл. 50.000 ч.		●	
интенсивность света *	прибл. 7.000 люкс			●
	прибл. 15.000 люкс	●	●	
регулятор света	плавно регулируемая яркость света	●		
перезаряжаемы	в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000 (с KaWe аккумулятором)	●		
	в штепсельной розетке		●	
возможные источники питания	батарея(и)	●		●
	KaWe-аккумулятор	●	●	
объем поставки	аккумулятор 2,5 В			
	аккумулятор 3,5 В		●	
	сумка на молнии	●	●	
	тканевая сумочка			●
цвет	найт / night			●

KaWe ЕВРОЛАЙТ / KaWe EUROLIGHT®

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ




Возможно применение аккумулятора или батареек

Металлическая рукоятка с двойной функцией

1 с аккумулятором
= аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства
KaWe МедЧарж 4000
KaWe MedCharge® 4000

2 с батарейками
= батарейная рукоятка




KaWe ЕВРОЛАЙТ


СЕРИЯ

KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe EUROLIGHT® дерматоскопы

2,5 В


1 D30 КГ - 

3,5 В


2 D30 LED  -

Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- металлическая рукоятка с замком „Клик“



KaWe ЕВРОЛАЙТ D30

- замок „Клик“
- ксенон-галогенная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая батарейная-/аккумуляторная рукоятка С
- реостат, регулирующий яркость света
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл
- батарейки: 2 Baby (тип С) 

1 D30 | 2,5 В | КГ  Арт. 01.31130.001 (26790)

источник света Арт. 12.75132.003 (28946)

НОВИНКА

LED
СТАНДАРТ




KaWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED 3,5 В

- замок „Клик“
- заряжаемая от сети (ЕС 240 В)
- LED-лампа стандарт 3,5 В
- освещенность са. 15.000 люкс
- срок службы лампы прилб. 50.000 ч
- в компл. с NiMH аккумулятором 3,5 В
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!
- равномерное оптимальное освещение
- металлическая аккумуляторная рукоятка С
- в сумке на молнии
- в компл. с 1-им флаконом дермагеля, 250 мл

2 D30 | 3,5 В | LED  ЕС Арт. 01.31630.811

источник света Арт. 12.75254.003



-  Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe МедCharge® 4000
-  Батарейки не входят в объем поставки!
-  Аккумулятор входит в объем поставки

КГ Ксенон-галогенная лампа
LED LED лампа

КаWe ПИККОЛАЙТ

СЕРИЯ

КаWe ПИККОЛАЙТ дерматоскопы

2,5 В

3 D ВЛ - -

* Расстояние в люксметрах
– световая эмиссия: 30 мм

Характеристика:

- 10-ти кратное увеличение
- батарейная рукоятка с винтовым замком



КаWe ПИККОЛАЙТ D


- вакуумная лампа
- 10-ти кратное увеличение
- установка фокуса от -6 до +3,5 дпт
- большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи!
- равномерное оптимальное освещение.
- батарейная рукоятка AA, из пластика, чёрная
- в тканевой сумочке
- батарейки: 2 Mignon (тип AA)

3 D | 2,5 В | ВЛ | найт | Арт. 01.33100.021 (26810)

источник света | Арт. 12.75112.003 (28944)

Интенсивность света КаWe дерматоскопов

2,5 В
3,5 В




— КаWe ПИККОЛАЙТ D 2,5 В
— КаWe ЕВРОЛАЙТ D30 2,5 В
— КаWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED 3,5 В

Дермагель 250 мл

для
КаWe ЕВРОЛАЙТ D30, D30 LED
КаWe ПИККОЛАЙТ D

Нанесение на исследуемый участок специального дермагеля помогает избежать световые отражения и устранить шероховатости и неровности кожи, что помогает оптимально точно рассмотреть патологию кожи.

Другие свойства:
отсутствие вредных воздействий, отсутствие жира, хорошее выравнивание при неровностях кожи, отличная цветопередача, хорошо смывается, превосходит масло, растворим в воде, не содержит формальдегида, не оставляет пятен на коже и одежде.




упак. единица = 5 шт.

Арт. 01.99020.002 (26800)

KaWe ЕВРОЛАЙТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

44



Зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000
KaWe MedCharge® 4000 (▶▶208)

KaWe ЕВРОЛАЙТ D30

Головка дерматоскопа

для Арт. 01.31130.001 (26790)



D30 | 2,5 В | КГ

Арт. **01.91130.002** (26791)


KaWe ЕВРОЛАЙТ

Батарейная/аккумуляторная рукоятка С

для
KaWe ЕВРОЛАЙТ С30, F.O., VET, E, D,
KaWe КОМБИЛАЙТ F.O.

для Арт.

01.11130.001 (24830),	01.21361.001 (27070),
01.11135.001 (24855),	01.21366.001 (27080),
01.11136.001,	01.31130.001 (26790),
01.11330.001 (24750),	
01.11530.002,	02.13004.001,
01.11534.001,	02.15004.002,
01.12330.001 (26500),	02.23001.001 (27130),
01.12530.002,	02.23004.001,
01.21300.001 (27030),	02.25004.002



C30 | 2,5 В |
⚡ Ø 28 мм

Арт. **01.74130.002** (24835)

C30 | 2,5 В | ⚡ Ø 28 мм
в компл. с NiMH 🔋

Арт. **01.74130.052**

КГ Ксенон-галогенная лампа
🔋 Аккумулятор входит в объем поставки

КаWe ЕВРОЛАЙТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



КаWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED стандарт 3,5 В

головка
дерматоскопа

для Арт. 01.31630.811



D30 | 3,5 В | LED

Арт. 01.91630.002

КаWe ЕВРОЛАЙТ 3,5 В

Аккумуляторная рукоятка
для штепсельной розетки

для
КаWe ЕВРОЛАЙТ F.O.30, E36, D30 LED
КаWe КОМБИЛАЙТ F.O.30

для Арт.
01.11430.811 (26520),
01.12430.811 (26550),
01.25361.811,
01.31630.811

перезаряжается от сети
(без аккумуляторов)

ЕС

C | 3,5 В | 240 В (ЕС) |
Ø 28 мм

Арт. 01.74180.812 (26560)



Аккумулятор 3,5 В

заряжается от
штепсельной розетки

для металлической
аккумуляторной рукоятки С



3,5 В | NiMH |
короткий

Арт. 12.80120.742 (28970)

КаWe ПИККОЛАЙТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КаWe ПИККОЛАЙТ D

Головка
дерматоскопа

для Арт.
01.33100.021 (26810)



D | 2,5 В | ВЛ

Арт. 01.93100.022 (26811)

КаWe ПИККОЛАЙТ D 2,5 В

Батареечная
рукоятка AA

для Арт.
01.33100.021 (26810)



найт Арт. 01.74200.021

Контактное стекло

для
КаWe ЕВРОЛАЙТ D30, D 30 LED,
КаWe ПИККОЛАЙТ D



Ø 25 мм
со шкалой для всех КаWe дерматоскопов

Арт. 01.99010.001 (26798)

LED LED лампа
ВЛ Вакуумная лампа

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире



“ - ”

<http://kawe.medtexst.ru/>
kawe@medtexst.ru

: (495) 902-59-26 , , (495) 518-55-99

-

KaWe.

KAWE.

-

,

!